

生検トレパン・皮膚キュレット・生検ブレード




KAIは 医療の安全とQOLを追究し続けます

生検トレパン DISPOSABLE BIOPSY PUNCHES


販売元：五十嵐医科工業株式会社 TEL：03-3812-6101
販売名：生検トレパン
医療機器承認番号：21900BZX01212000

レギュラータイプ

ロングタイプ



シームレス構造



生検トレパンの臨床例 医療法人新生会 八幡病院 皮膚科部長 前田 学 先生

《特長》

- ・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています
- ・シームレス構造の為、切り残しなく切除されます
- ・広範囲のサイズを揃えています
- ・ハンドルにサイズが浮き彫りされています

《材質》

- ・ブレード：ステンレス鋼

《仕様》

- ・単回使用
- ・γ線滅菌済
- ・GS1-128バーコード
- ・20本/箱入

《適用》

- ・皮膚科治療
- ・皮膚科組織検査

レギュラータイプ

長さ:7mm



ロングタイプ

長さ:15mm



REF	SIZE
レギュラータイプ	
ロングタイプ	

BP-A05F	0.5mm
—	

BP-10F	1.0mm
—	

BP-15F	1.5mm
BP-L15K	1.5mm

BP-20F	2.0mm
BP-L20K	2.0mm

BP-25F	2.5mm
—	

BP-30F	3.0mm
BP-L30K	3.0mm


BP-35F	3.5mm
BP-L35K	3.5mm

BP-40F	4.0mm
BP-L40K	4.0mm

BP-50F	5.0mm
BP-L50K	5.0mm

BP-60F	6.0mm
BP-L60K	6.0mm

BP-80F	8.0mm
BP-L80K	8.0mm



Actual size

生検トレパン DISPOSABLE BIOPSY PUNCHES

販売元：五十嵐医科工業株式会社 TEL：03-3812-6101
販売名：生検トレパン
医療機器承認番号：21900BZX01212000

大径タイプ



《特長》

- ・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています
- ・シームレス構造の為、切り残しなく切除されます
- ・ハンドルにサイズが浮き彫りされています

《材質》

- ・ブレード：ステンレス鋼

《仕様》


- ・単回使用
- ・γ線滅菌済
- ・GS1-128バーコード
- ・5本/箱入

《適用》

- ・皮膚科治療
- ・皮膚科組織検査

シームレス構造

REF SIZE
BP-100S 10mm



REF SIZE
BP-120S 12mm



Actual size

生検トレパン DISPOSABLE BIOPSY PUNCHES WITH PLUNGER SYSTEM

販売元：五十嵐医科工業株式会社 TEL：03-3812-6101
販売名：生検トレパン
医療機器承認番号：21900BZX01212000

プランジャー付タイプ

詰まった組織を容易に取り出せるロック付きプランジャー



《特長》

- ・採取した組織をプランジャーで刃の中からしっかりと押し出すことができます
- ・組織を押し出した状態でプランジャーをロック(保持)することができます、組織の取り出しが容易です
- ・プランジャーは押すだけの簡単操作で、ロックとロック解除を切替えることができます
- ・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています
- ・シームレス構造の為、切り残しなく切除されます
- ・広範囲のサイズを揃えています
- ・ハンドルにサイズが浮き彫りされています

《材質》

- ・ブレード：ステンレス鋼


《仕様》

- ・単回使用
- ・γ線滅菌済
- ・GS1-128バーコード
- ・20本/箱入

《適用》

- ・皮膚科治療
- ・皮膚科組織検査

プランジャーの先端が刃から飛び出します



REF SIZE

BPP-10F 1.0mm
(マゼンダ)

BPP-15F 1.5mm
(イエロー)

BPP-20F 2.0mm
(レッドマロン)

BPP-30F 3.0mm
(ピンク)


BPP-40F 4.0mm
(グリーン)



Actual size

皮膚キュレット DISPOSABLE DERMAL CURETTES

販売元：五十嵐医科工業株式会社 TEL：03-3812-6101
販売名：皮膚キュレット
医療機器認証番号：225ABBZX00095000




- 《特長》
- ・患部の軟らかな組織を削り取るのに適した刃先です
 - ・広範囲のサイズを揃えています
 - ・ハンドルにサイズが浮き彫りされています

- 《材質》
- ・ブレード：ステンレス鋼

- 《仕様》
- ・単回使用
 - ・γ線滅菌済
 - ・GS1-128/バーコード
 - ・20本/箱入

- 《適用》
- ・皮膚科治療
 - ・皮膚科組織検査



皮膚キュレットの臨床例 医療法人新生活会 八幡病院 皮膚科部長 前田 学 先生



生検ブレード DISPOSABLE BIOPSIBLADE

販売元：五十嵐医科工業株式会社 TEL：03-3812-6101
販売名：生検ブレード
医療機器認証番号：219ABBZX00186000

患部に合わせてブレードを湾曲させることができます




- 《特長》
- ・ブレードが曲がりすぎないようにスリット入り
 - ・ストッパーが付いています
 - ・持ちやすいハンドル付きです
 - ・ハンドルの両端には指の腹を当てやすい指当てがあり、滑りになっています

- 《材質》
- ・ブレード：ステンレス鋼

- 《仕様》
- ・単回使用
 - ・EOG滅菌済
 - ・GS1-128/バーコード
 - ・20本/箱入

- 《適用》
- ・皮膚科治療
 - ・皮膚科組織検査

生検ブレードの臨床例 医療法人新生活会 八幡病院 皮膚科部長 前田 学 先生



仕様は変更することがあります

製造販売元
カイ インダストリーズ株式会社
医療器事業本部 国内営業部
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110
Phone (0575) 28-6600
Fax (0575) 28-6611
Email: info-ind@kai-group.com
http://www.kai-group.com/global

生検レパンプランジャー付き：特許第4560386号
生検ブレード：特許第4543023号